

導入実績

約5,000施設に導入

ANA

peach

Solaseed Air

TIAT

C+C
CENTRAL CLINIC

fe
成城こばやし動物病院

Chacott

日吉歯科診療所汐留
HISOH DENTAL CLINIC SAIKHO

その他、遊具施設、オフィス、ホテル、美容院、交通機関に導入

感動除菌! 感動消臭! A2Care

化粧品ラインナップ

手肌用

マウスウォッシュ



340mL

1L詰替え用



500mL

スキんクリーン

アルコールフリーで低刺激なので
優しく皮膚を清潔に保ちます。

マウスウォッシュ

優しい使い心地でお口の中を
清潔に保ちます。



問い合わせ

商品の詳細、効果については公式サイトをチェック!



公式サイト

A2Careで検索!

A2Care

検索

<https://www.a2care-anatc.com>

Made in Japan

ANA

総販売代理店
全日空商事株式会社

A2Careとは

確かな除菌消臭力、高い安全性、A2Careはすべてを実現できます。

ニオイを元から
消臭

菌に反応して
除菌

Made in
JAPAN

人や物に優しい
アルコール
フリー



ANAの機内・ラウンジをはじめ
様々な施設や企業で
除菌・消臭・花粉対策に
お使い頂いています。

安全に除菌・消臭できる理由

A2Careの除菌・消臭力は、「MA-T SYSTEM®」によって実現しています。

A2Care内には、制御された水性ラジカルが水中に溶け込んでおり、対象物に菌やウイルスがあると、瞬時に除去します。菌やウイルスがない場合には反応せず、対象物を傷めず除菌消臭できます。



※MA-T SYSTEM®は株式会社エースネットの登録商標です

安全性

下記機関で各種安全性が実証されております。

MA-Tは様々な第三者検査機関における安全性試験の結果、極めて高い安全性が実証されました。

①皮膚一次刺激性試験 ※1	無刺激性
②眼刺激性試験 ※2	無刺激
③急性経口毒性試験 ※3	異常及び死亡例は認められない

これらを代表とする14項目の試験で人体および対象物に対する安全性が実証されました。

※試験での結果であり実際の環境によって異なる場合がございます。

●各種検証機関

※1 財団法人日本食品分析センター ※2 株式会社 薬物安全性試験センター・吉見研究所 ※3 株式会社 薬物安全性試験センター・東松山研究所

使用シーン

みなさまが除菌・消臭でお困りの様々な場所で安全にお使い頂けます！



a2care_official
家族みんなで食事をするダイニングテーブルも、シュッシュッと除菌消臭で簡単にキレイを保てます！



a2care_official
生活していると必ず触るドアノブは、菌がたまりやすい場所！毎日こまめにスプレーで対策！



a2care_official
靴においては早めの対策が肝心！帰宅したら手軽にシュッシュッと除菌消臭しましょう。



a2care_official
ペットにも快適に過ごせる環境を。A2Careは無臭で安全性も高いのでニオイに敏感なペットのそばでも安心して使えます。



a2care_official
お気に入りの布マスクから生乾き臭、なんてことにならないように、洗ったら乾く前にシュ！除菌もニオイも対策しましょう！



a2care_official
毎日愛用している大事なコート、洗えない素材や大きな衣類も毎日のケアで長持ちさせましょう！



a2care_official
何でも口に入れてしまう小さなお子様のおもちゃ。確かな安全性と高い除菌消臭力どちらも妥協しないで使えるのがA2Careです！



a2care_official
なかなか洗えない大きな家具のケア、どうしてですか？A2Careなら簡単に除菌も消臭も対応できます。



その他の使用シーンは
HPや公式アカウントをチェック！

#A2Care




A2Careの効果

ウイルス除去

抗ウイルス試験データ / 国立大学法人 東京医科歯科大学 検証

第三者機関によってMA-T SYSTEM®のウイルス除去に対する効果を確認しています。

- 試験方法：TCID₅₀ 法 反応時間 1 分




除菌

抗菌力評価試験データ / 財京都微生物研究所 検証


第三者機関によってMA-T SYSTEM®が菌やカビの除菌に対して効果があることを確認しています。

- 試験方法：MA-T / 10mLに 10^7 の菌液0.1mLを接種し、経時的に生菌数を測定



消臭性能

消臭性試験データ / 財日本紡績検査協会 検証




アレルギーの測定

試験機関 / 財日本食品分析センター

第三者機関によってMA-T SYSTEM®がスギ花粉抗原やダニアレルギー抗原に対して反応があることを確認しています。

- 試験目的：アレルギーへの評価 ● 試験測定時間：0分 10分 30分 ● 濃度：100ppm



商品ラインナップ



300mL

スプレー300mL

A2Careシリーズの定番商品。
様々な場所で活躍します。

サイズ W80×D54×H210mm
希望小売価格 1,980円 (税込)



ドアノブ
食卓など

大事な衣服に

ベビー用品

ペット用品に



100mL

スプレーミニ100mL

持ち運びに便利な100mLタイプ。小さなバッグ
やベビーカーに入れても邪魔になりません。

サイズ W55×D38×H158mm
希望小売価格 825円 (税込)



マスク

ベビーカーに
ぶら下げて

機内持ち込み
OK

※機内に持ち込むことも可能なサイズです。



350mL

マイクロミストスプレー

細かい霧状のミストが空間や大きな物を簡単に
除菌消臭。

一度使ったら、細かく広がるミストの虜に！

サイズ W75×D65×H250mm
希望小売価格 1,100円 (税込)



カーテン

家具や
ソファアに

リビングなどの
広範囲

※こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください。
※ガス未使用のため、廃棄も簡単です。




300mL

詰め替え用300mL

スプレー300mL
1回分の詰替え用です。

サイズ W130×D65×H200mm
希望小売価格 1,320円 (税込)



300mLスプレー
1回分



1000mL

詰め替え用1L

スプレー約3回分の詰替え大容量！
キャップ付きなので衛生的に保管でき、
細い注ぎ口で詰替えも簡単です。

サイズ W150×D75×H280mm
希望小売価格 3,080円 (税込)



キャップ付き
3回分



4000mL

詰め替え用4L

最もお得な大容量の詰替え用。
注ぎやすいコックタイプなので、
スプレーボトルにも簡単に詰替えできます。

サイズ W260×D135×H205mm
希望小売価格 8,250円 (税込)



最もお得な
詰替え